

ناخالصی پروتئین‌های سلول میزبان HCPS و خطرات مرتبط با آلودگی

Hura **Teb Pharmed**

محصولات نو ترکیب دارویی




بسیاری از محصولات دارویی از طریق فناوری نو ترکیب با استفاده از سلول میزبان (به عنوان مثال، باکتری، مخمر، سلول پستانداران، حشرات، یا رده های سلولی گیاهی) تولید می‌شوند. در طول تولید پروتئین نو ترکیب، سلول‌های میزبان علاوه بر تولید محصول مورد نظر، پروتئین‌های مرتبط با عملکرد طبیعی سلول مانند رشد، تکثیر، بقا و غیره را نیز تولید می‌کنند.

علاوه بر این، با مرگ برخی از سلول‌ها، پروتئین‌های محلول و داخل سلولی آنها نیز در مایع کشت سلولی (CCF) آزاد می‌شود. بنابراین، CCF به دست آمده معمولاً به طور ناگزیر حاوی HCP های ترشحي و درون سلولی است که منجر به ایجاد مخلوطی از محصول مورد نظر و ناخالصی تولید شده توسط سلول میزبان می‌شود.

به طور کلی، جدا از پروتئین درمانی مورد نظر، تمام پروتئین‌های درون‌زا که توسط سلول‌های میزبان بیان می‌شوند، پروتئین‌های سلول میزبان (HCP) نامیده می‌شوند.

خطرات مرتبط با HCP

Hura Teb Pharmed



HCPها گروه عمده‌ای از ناخالصی‌های مربوط به فرآیند را در یک محصول دارویی تشکیل می‌دهند که خواص فیزیکوشیمیایی و ایمونولوژیکی متنوعی دارند. **HCP**های تولیدشده بر کیفیت، ایمنی و کارایی محصول دارویی تأثیر می‌گذارند. این پروتئین‌ها حتی زمانی که در سطوح بسیار پایین وجود داشته باشند بسیار ایمنی‌زا هستند و سبب تولید آنتی بادی‌های ضد **HCP** و طوفان سایتوکاینی در انسان می‌گردند که در صورت عدم درمان، منجر به مرگ بیمار می‌شود. **HCP**ها هم‌چنین در محصولات بیودارویی می‌توانند به عنوان ادجوانت عمل کرده و باعث تقویت پاسخ ایمنی به یک محصول دارویی گردند و بدین طریق ایمنی یا اثربخشی دارو را تحت تأثیر قرار دهند. **HCP**ها هم‌چنین می‌توانند تأثیر مستقیمی بر کیفیت محصول مورد نظر داشته باشند. به عنوان مثال، **HCP**های پروتئولیتیک، حتی در مقادیر بسیار اندک، می‌توانند محصول پروتئین مورد نظر را در طول زمان شکسته و قدرت بیولوژیکی آن را کاهش داده یا از بین ببرند. بنابراین و با توجه به موارد اشاره شده، تشخیص و حذف پروتئین‌های سلول میزبان در محصولات درمانی یک اقدام ضروری است. از طرفی فرآیندهای تصفیه محصول باید بطور مرتب بهینه‌سازی شوند تا بتوان در حد امکان **HCP**ها را حذف یا غیرفعال کرد.


مشخصات HCP

Hura Teb Pharmed



مشخصات **HCP** ها با توجه به نوع سلول میزبان، شرایط کشت و فرآیندهای تولید منحصر به فرد و خاص هستند. **HCP** ها می توانند از نظر **Pi** (~۳-۱۱) و آب گریزی متفاوت باشند، و بسته به سلول میزبان و فرآیند ساخت مورد استفاده، طیف وسیعی از وزن های مولکولی (از ~ ۵ کیلو دالتون تا حداقل ~ ۲۵۰ کیلو دالتون) را شامل شوند. تعداد پروتئین های مشتق شده از سلول های میزبان نیز به طور قابل توجهی از میزبانی به میزبان دیگر متفاوت است و می تواند از چند صد تا بیش از هزار پروتئین باشد. اگرچه سیستم های بیان مبتنی بر سلول مختلفی برای تولید محصولات دارویی وجود دارند اما بیشترین استفاده مربوط به سلول پروکاریوت **E. coli** سلول های پستانداران **CHO**، **NSO**، **SP۲** و رده سلولی کلیه جنینی انسان **HEK۲۹۳** می باشد.

سنجش **HCP** اطلاعات مهمی از جمله ترکیب مواد وارد شده به فرآیند و تاثیر هر مرحله بر پاک سازی **HCP** ارائه می دهد. بنابراین بررسی خصوصیات فرآیند و اعتبار سنجی آن امری ضروری است. به این ترتیب، سنجش **HCP** بخش اساسی توسعه فرآیند تصفیه است و به اطمینان از ثبات تولید کمک می کند. در نهایت، برای اندازه گیری **HCP** های موجود در محصول دارویی که به بیمار تحویل داده می شود، به سنجش های **HCP** تکرار پذیر و قابل اعتماد نیاز می باشد.





از آنجایی که این **HCP**ها به طور بالقوه ایمونوژن هستند، یک روش مناسب برای ارزیابی حضور **HCP**ها روش ایمونواسی است. رایج ترین نوع آن روش ایمنی سنجی ساندریج می باشد که از سیستم تشخیصی مبتنی بر آنزیم (**ELISA**)، رنگ سنجی، الکتروکمی لومینسانس (**ECL**) یا موارد دیگر استفاده می شود. این روش دارای حساسیت و اختصاصیت بالا می باشد. از طرفی می تواند نتایج را بصورت کمی ارائه دهد و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. سایر روش های ایمونواسی (به عنوان مثال، ایمونواسی های رقابتی) نیز وجود دارند که حساسیت و اختصاصیت آنها پایین تر از روش ایمنی سنجی ساندریج می باشد.

در این روش از آنتی بادی های پلی کلونال جهت شناسایی انواع **HCP**ها استفاده می گردد. جهت تولید آنتی بادی های ضد **HCP**ها، مخلوط **HCP** را به حیوانی مانند خرگوش، بز یا مرغ تزریق می کنند. پاسخ ایمنی ایجاد شده در حیوانات سبب تولید آنتی بادی های ضد **HCP** می گردد. آنتی بادی های پلی کلونال تولید شده در حیوانات باید قادر به تشخیص همه و یا اکثر پروتئین های موجود در مخلوط **HCP** باشند.

علاوه بر روش ایمنی سنجی، انواع دیگر سنجش ها مانند الکتروفورز، پروتئومیکس و کروماتوگرافی نیز وجود دارند که می توانند به عنوان تست های تاییدی و مکمل پس از روش ایمنی سنجی مورد استفاده قرار گیرند.

با توجه به مطالب ذکر شده، تولیدکنندگان داروهای زیستی به یک سیستم کنترل یکپارچه نیاز دارند که از خلوص کلی محصول و سازگاری تولید اطمینان حاصل کند.